

UPUTE ZA VAĐENJE KRVI ZA ANALIZU MIKRODELECIJA U AZF REGIJI Y KROMOSOMA

Vrsta uzorka: **venska krv** izvađena u epruvetu s **antikoagulansom EDTA** (*vacutainer*-ica sa LJUBIČASTIM čepom)

Količina uzorka: minimalna potrebna količina je **2 ml**

Pohranjivanje uzorka: uzorak prije dostave do laboratorija **čuvati na sobnoj temperaturi**

Vrijeme uzimanja uzorka: krv vaditi i dostaviti bilo koji radni dan (ponedjeljak-petak)

Dostava uzorka: uzorak dostaviti u Laboratorij za medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta **do 13 h**

Uputnica: uputnica treba glasiti na KBC Osijek – Klinika za pedijatriju – Laboratorij za medicinsku genetiku